

Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C-line EKF diagnostic

РЗН 2015/2973

автоматический, настольный, система закрытая, 120 тестов в час, образцов 20 шт., подключение к ЛИС

EKF-diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	120 тестов в час
Характеристика производительности	результат в течении 20-45 сек
Методы измерения	амперометрический / энзиматический
Параметры исследования	Диапазон измерения глюкоза - 0.5-50 ммоль/л (9-900 мг/дл) Диапазон измерения лактат - 0.5-40 ммоль/л (5-360 мг/дл) CV - 1,5 % при 12 ммоль/л
Калибровка	автоматическая / принудительная / экономичная

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / плазма / сыворотка
Количество образцов	20 шт.
Объем пробы	10-20 мкл
Пробирки	объем пробирки 2.0 мл (1.5 мл)

Функции

Дисплей	сенсорный ЖК
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	280×280×95 мм
Вес	5 кг

Описание

Анализатор BIOSEN C-line - лабораторный анализатор для одновременного определения уровня содержания глюкозы и лактата.

Особенности и преимущества:

- до 120 результатов в час;
- чип-сенсор без мембран для удобного и быстрого применения;
- встроенная программа контроля качества согласно немецким правилам;
- низкая стоимость одного измерения благодаря снижению потребления реагентов;
- компактный дизайн;
- память 1000 результатов измерения.

Анализатор используется:

- в медицинских учреждениях;
- в лабораториях;
- в клиниках диабета;
- в спортивной медицине.

Запасные части и комплектующие для анализаторов BIOSEN C-line