

Анализатор мочи Dirui H-100

РЗН 2015/2490

полуавтоматический, вид исследования физ-хим свойства, 60 / 120 образцов в час, длина волн 525 / 660 нм, контроль качества

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	белок (PRO) / лейкоциты (LEU) / кетоны (KET) / глюкоза (GLU) / нитриты (NIT) / уробилиноген (URO) / билирубин (BIL) / pH (pH) / кровь (BLD) / удельный вес (SG) / креатинин (CRE) / микроальбумин (MALB) / аскорбиновая кислота (VC)
Производительность	60 / 120 образцов в час
Длина волн	525 / 660 нм
Контроль качества	Да
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Дисплей	ЖК 240×64 мм
Размеры	376×316×170 мм
Масса	3.6 кг

Дополнительные характеристики

Выполняет тест на 12 параметров за 30 секунд. Делает автоматическую корректировку на кислотно-щелочной баланс, удельный вес и неестественный цвет. Новейшая система обработки сигнала: позволяет исключить ошибки вызванные недостаточным освещением в помещении и особенностями цветовосприятия сотрудников, работающих в лаборатории. Лоток на одну полоску с устройством для удаления избытка мочи. Самоочищающиеся детали устройства изготовлены из материала, отличающегося антибактериальными свойствами. Прибор оснащен современным цветовым сенсором. Используемые тест-полоски: Dirui H8, H10, H11, H11-MA (Microalbumin), H12, H13-Cr. Язык: русский, английский. Клавиатура. Возможность подключения ридера штрих-кодов. Специальное ПО для обработки информации на ПК. Интерфейс RS-232 для подключения

к компьютеру и параллельный порт для подключение к внешнему принтеру.