

Анализатор мочи Dirui H-500

РЗН 2015/2490

полуавтоматический, вид исследования физ-хим свойства, 514 образцов в час, длина волн 525 / 660 нм

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	белок (PRO) / лейкоциты (LEU) / кетоны (KET) / глюкоза (GLU) / нитриты (NIT) / уробилиноген (URO) / билирубин (BIL) / pH (pH) / кровь (BLD) / удельный вес (SG) / микроальбумин (MALB) / аскорбиновая кислота (VC)
Производительность	514 образцов в час
Память	1000 измерений
Длина волн	525 / 660 нм
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Дисплей	большой сенсорный жидкокристаллический 6.4"
Размеры	380×378×305 мм
Масса	7.5 кг

Дополнительные характеристики

Выполняет тест на 11 параметров за 7 секунд. Делает автоматическую корректировку на кислотно-щелочной баланс, удельный вес и неестественный цвет. Непрерывная автоматическая загрузка полосок с помощью конвейера с автоматическим удалением использованных полосок. Система сбора отходов мочи позволяет избежать перекрестного загрязнения тестовых полосок. Имеет коробку для сбора использованных полосок. Детали, контактирующие с мочой, изготовлены из особого легко очищающегося материала с антибактериальными свойствами. Используемые тест-полоски: URlстик H8, H10, H11, H11-MA (Microalbumin). Отметка патологических результатов. Результаты распечатываются на встроенном термопринтере и могут передаваться на компьютер через последовательный порт RS-232. Язык: русский, английский. Есть возможность подключения к внешнему принтеру. Комплект многоцветных калибровочных полосок. Интерфейс

RS-232 для подключения к компьютеру и параллельный порт для подключение к внешнему принтеру.