

Анализатор газов крови ABL 80 FLEX

ФСЗ 2010/06367

картриджный, анализатор газов крови / электролитов, капиллярная кровь, объем пробы 70 мкл, контроль качества, принтер, интеграция с ЛИС

Radiometer Medical ApS, Дания



Характеристики

Тип	картриджный
Анализатор	газов крови / электролитов
Материал для исследования	кровь
Тип исследуемой крови	капиллярная
Параметры исследования	pH/ pCO2/ pO2/ K+/ Na+/ Ca2+/ Cl-/ cGlu*/cLac****/ sO2**/ ctHb**/ FO2Hb**/ FCOHb**/ FMetHb**/ FHHb/ Hct*** *для версий FLEX и FLEX CO-OX **для версий FLEX CO-OX и FLEX CO-OX OSM ***для версий FLEX BASIC и FLEX ****для версии Basic
Калибровка	автоматическая
Объем пробы	70 мкл
Контроль качества	Да
Память	Да
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Интеграция с ЛИС	Да
Дисплей	цветной сенсорный ЖК
Вес	8.5 кг

Дополнительные характеристики

АНАЛИЗАТОР ABL80 FLEX

- портативный картриджный анализатор газов крови, электролитов и гематокрита, предназначенный для работы у постели больного (глюкозы – опционно);
- предназначен для нагрузки от 1 анализа в 2 дня до 40 анализов в 1 день;
- максимально прост и удобен – не требует специальной подготовки;
- удобен и врачу, и среднему медицинскому персоналу;
- хорошо зарекомендовал себя в бригадах скорой помощи.

Технические характеристики:

- автоматический механизм ввода пробы из капилляра или шприца;
- объем образца – всего 70 мкл (65 мкл для версии FLEX CO-OX OSM, 105 мкл для версии FLEX CO-OX);
- расчёт анализатором параметров оксиметрии (для версий FLEX CO-OX и FLEX CO-OX OSM);
- наличие специального режима для анализа жидкостей, отличных от цельной крови (диализат, спинномозговая жидкость и др.) ;
- возможность подключения к локальной компьютерной сети, наличие последовательного порта;
- встроенный источник бесперебойного питания (аккумулятор) до 10 измерений;
- легкий и портативный, удобен для работы выездных бригад скорой помощи (вес – всего 8.5 кг).