

Анализатор газов крови ABL 800 Flex

РЗН 2015/2415

традиционный, анализатор газов крови / электролитов / метаболитов, капиллярная кровь, 25 тестов в час, объем пробы 30 / 195 мкл, контроль качества, принтер, интеграция с ЛИС

Radiometer Medical ApS, Дания



Характеристики

Тип	традиционный
Анализатор	газов крови / электролитов / метаболитов
Материал для исследования	кровь
Тип исследуемой крови	капиллярная
Параметры исследования	pH cH+ / pCO2 / pO2 / cCl- / cCa2+ / cK+ / cNa+ / cGlu / cLac / cCrea / ctBil / ctHb / sO2 / FO2Hb / FCONb / FMetHb / FHHb / FHbF
Производительность	25 тестов в час
Калибровка	автоматическая
Объем пробы	30 / 195 мкл
Контроль качества	Да
Память	Да
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Интеграция с ЛИС	Да
Дисплей	цветной сенсорный ЖК
Размер	700×550×530 мм
Вес	33.9 кг

Дополнительные характеристики

Кислотно-щелочной анализатор ABL-800 Flex позволяет контролировать равновесие гомеостаза у реанимационных пациентов, располагаясь в непосредственной близости от отделений общей реанимации, нейрореанимации, детской анестезиологии и реанимации, реанимации новорожденных.

Благодаря высокой производительности, автоматизированной системе обработки образцов и высокой точности получаемых результатов газовый анализатор ABL800 FLEX идеально подходит для отделений со средней и высокой загрузкой.

Уникальный модуль анализатора позволяет автоматически анализировать один за другим до трех образцов крови. Благодаря ряду функций, которыми оснащен анализатор ABL800 FLEX, оператор избавлен от необходимости ждать результатов исследования возле анализатора.

Анализатор газов крови ABL800 FLEX способен получить до 18 параметров экспресс-диагностики неотложных состояний на основании одного образца крови. Это позволяет быстро поставить диагноз пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, а также уменьшает риск, связанный с повторным взятием крови и причиняемые при этом больному неудобства.