

Анализатор газов крови ABL 90 FLEX

ФСЗ 2010/07569

картриджный, анализатор газов крови / электролитов, капиллярная кровь, объем пробы 65 мкл, контроль качества, принтер, интеграция с ЛИС

Radiometer Medical ApS, Дания



Характеристики

Тип	картриджный
Анализатор	газов крови / электролитов
Материал для исследования	кровь
Тип исследуемой крови	капиллярная
Параметры исследования	pH/ pCO2/ pO2/ K+/ Na+/ Ca2+/ Cl-/ Glu/ Lac/ ctBil/ sO2/ ctHb/ FO2Hb/ FCOHb/ FMetHb/ FHHb/ FHbF
Калибровка	автоматическая
Объем пробы	65 мкл
Контроль качества	Да
Память	Да
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Интеграция с ЛИС	Да
Дисплей	цветной сенсорный ЖК

Дополнительные характеристики

Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL90 FLEX

Анализатор ABL90 FLEX предназначен для определения газов крови, электролитов, глюкозы, лактата и параметров оксиметрии. Он обладает всеми преимуществами компактной системы, основными из которых являются простота и надежность. По желанию укомплектовывается аккумуляторной батареей.

Технические характеристики:

- портативный картриджный анализатор;
- измеряет 17 параметров, вычисляет 47;
- объем пробы всего 65 мкл;
- время измерения 35 с, от результата до результата 60 с;
- автоматический контроль качества;
- возможность измерения при питании от батареи;
- полностью русифицирован;
- полная совместимость с лабораторными и госпитальными информационными системами.