

Анализатор газов крови, pH, электролитов, гематокрита, лактата и глюкозы GEM Premier 3000

ФСЗ 2011/11022

картриджный, анализатор газов крови / электролитов / метаболитов, артериальная / венозная / капиллярная кровь, контроль качества, принтер

Instrumentation Laboratory Co., США



Характеристики

Тип	картриджный
Анализатор	газов крови / электролитов / метаболитов
Материал для исследования	кровь
Тип исследуемой крови	артериальная / венозная / капиллярная
Параметры исследования	- pH ион водорода; - pCO₂ парциальное давление углекислого газа; - pO₂ парциальное давление кислорода; - Na⁺ ион натрия; - K⁺ ион калия; - Ca⁺⁺ ионизированный кальций; - Glucose глюкоза; - Lactate лактат; - Hct гематокрит; +18 расчетных параметров.
Контроль качества	Да
Память	Да
Принтер	Да

Дополнительные характеристики

Высокая скорость исследования цельной крови. Возможность использования в лабораториях, операционных, реанимационных отделениях, непосредственно у постели больного. Сменный картридж, содержащий все необходимые материалы: реагенты, растворы, электроды, пробоотборник, емкость для сбора отработанных материалов. 28 картриджей с различным количеством и набором тестов. Картриджи хранятся при комнатной температуре. Прибор не требует ежедневного обслуживания: необходимо только менять картридж. Возможность комплектации блоками кооксиметрии и коагулометрии. Уникальная система контроля качества – iQM - в режиме реального времени. Возможность просмотра демографических данных. Уникальная

возможность отключения прибора от сети, при установленном картридже, на 60 минут с сохранением всех данных. Автоматически отключает электроды при обнаружении ошибок. Обучение работе на приборе занимает всего несколько минут