

Анализатор газов крови RAPIDPoint 500

РЗН 2013/901

картриджный, анализатор газов крови / электролитов,
артериальная / венозная кровь, объем пробы 20 / 100
мкл

Siemens Healthcare Diagnostics, США



Характеристики

Тип	картриджный
Анализатор	газов крови / электролитов
Материал для исследования	диализат / кровь / плевральная жидкость
Тип исследуемой крови	артериальная / венозная
Параметры исследования	pH / pCO ₂ / pO ₂ / K / Na / Cl / Ca ⁺⁺ / Glucose / Lactate / tHb / O ₂ Hb / sO ₂ / HHb / COHb / MetHb / nBil
Реагенты	- измерительный картридж RAPIDPoint; - набор картриджей для промывки и отходов RAPIDPoint; - картриджи автоматического контроля качества RAPIDPoint.
Калибровка	автоматическая
Объем пробы	20 / 100 мкл
Считывание штрих-кода	Да
Комплектующие	- адаптор для улавливания сгустков (20 шт./уп.); - термобумага (1 уп.).