

Гематологический анализатор Mythic 22 OT

РЗН 2018/7347

50 тестов в час, капиллярная кровь / венозная кровь

Orphee S.A., Швейцария



Характеристики

Производительность	50 тестов в час
Материал для исследования	капиллярная кровь / венозная кровь
Размеры	340×250×350 мм
Вес	12 кг

Описание

Гематологический анализатор Mythic 22 OT – усовершенствованная система для надежного и качественного анализа образцов проб крови. Встроенная технология дифференцировки лейкоцитов на 5 основных популяций отличает прибор от других анализаторов того же типа. При этом используется единственный лизирующий агент. Волюметрический метод анализа образцов проб.

Особенности:

- высокая производительность - 50 анализов в час;
- система хранения полученных результатов на внешнем носителе;
- сенсорная панель управления;
- дисплей с высоким разрешением и большой диагональю экрана для четкого отображения данных;
- сниженное количество объема крови для анализа - 15.7 мкл;
- всего 3 реактива (низкая стоимость анализа).

Mythic 22 OT анализирует венозную или капиллярную кровь по 22 параметрам в результате автоматизированного процесса и отображать анализы в виде гистограмм. Автоматизация контроля качества позволяет сделать измерения наиболее точными, снижая вероятность ошибок.

Технические характеристики:

Тип анализатора	Автомат 5 Diff
Производительность	50 тестов/час
Количество измеряемых параметров	24
Кровь	Венозная/ Капиллярная
Пробирки	Открытые
Память	Внутренняя память: 1500 результатов анализов с гистограммами, USB: до 60 000 пациентов
Объем крови для анализа	15.7 мкл
Интерфейс	RS-232C, Ethernet, USB порт
Русифицированная программа управления	+
Автоподатчик 10 штативов для 5-ти пробирок каждый	+
Мониторинг реагентов	Номер партии, срок годности, объем
Опция внешнего сканера штрих-кода	Опция