

Гематологический анализатор Horiba ABX Yumizen H500

РЗН 2018/6805

50 тестов в час, кровь / капиллярная кровь,
подключение к ЛИС

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Производительность	50 тестов в час
Материал для исследования	кровь / капиллярная кровь
Калибровка	автоматическая
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	480×400×480 мм
Вес	23 кг

Описание

Yumizen H500 – это прибор, выполняющий анализ крови по двадцати семи показателям. С его помощью возможно проведение CBC либо DIF анализов, объем проб в обоих случаях совпадает и составляет 20 микролитров. Дифференциация лейкоцитов доступна по пяти (шести) группам.

В конструкции отсутствует интегрированный считыватель штрих-кодов и принтер. Однако это оборудование подключается как внешнее через порты. Также можно подсоединить клавиатуру для управления процессами. В противном случае все управление проводится с использованием цветного тачскрин-экрана.

При обнаружении ошибок результаты отмечаются флажками.

Параметры исследования: WBC / NEU# & NEU% / LYM# & LYM% / MON# & MON% / EOS# & EOS% / BAS# & BAS% / LIC# & LIC% / RBC/ HGB / HCT / MCV / MCH / MCHC / RDW-CV / PLT / MPV / PCT / PDW / P-LCC / P-LCR / RDW-SD.