

Гематологический анализатор Abbott CELL-DYN Emerald 22

ФСЗ 2009/05180

45 тестов в час, кровь

Abbott Laboratories, США



Характеристики

Производительность	45 тестов в час
Материал для исследования	кровь
Размеры	250×350×350 мм
Вес	11 кг

Описание

Автоматический гематологический анализатор Abbott CELL-DYN Emerald 22 – один из самых маленьких полнофункциональных 5-DIFF анализаторов на рынке, помогающий лабораториям экономить ценное рабочее пространство. Благодаря компактному размеру и малому количеству используемых реагентов идеально подходит для небольших лабораторий, стремящихся повысить производительность при небольших помещениях.

Преимущества

- **Маленький и мощный.** Несмотря на небольшой размер, анализатор обладает полной функциональностью и включает в себя цифровую клавиатуру, цветной сенсорный экран и лоток для реагентов.
- **Автоматизированный.** Ускоряет работу и уменьшает число ошибок, позволяя использовать реагенты со штрих-кодами, а также устанавливать время ежедневного автоматического запуска и выключения.
- **Простой и удобный в использовании.** Гибкий интерфейс предлагает обучение функциям программного обеспечения анализатора с использованием экрана и клавиатуры для быстрого ввода сотрудников лаборатории в курс дела.

Производительность: 45 образцов в час

Количество субпопуляций лейкоцитов: 5

Объем образца: 17 мкл

Параметры исследования

- Лейкоциты: WBC, NEU % #, LYM % #, MONO % #, EOS % #, BASO % #
- Эритроциты: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW
- Тромбоциты: PLT, MPV