

Гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 500

РЗН 2019/8651

60 тестов в час, венозная кровь / предварительно разбавленная кровь, подключение к ЛИС

Beckman Coulter Inc., Ирландия



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	венозная кровь / предварительно разбавленная кровь
Подключение к ЛИС	Да

Описание

Гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 500

Эффективные технологии и методы исследования:

- Высокоточная технология определения морфологии клеток – на основе уникальной оптической схемы, позволяющей исследовать клетки в их нативном состоянии.
- Для проведения общего анализа крови и/или дифференцировки лейкоцитов по пяти популяциям необходимо 12 мкл цельной крови.
- Интуитивно-понятное программное обеспечение, быстрая замена трех реагентов позволят обеспечить непрерывную работу.
- Малый расход реагентов и применение энергосберегающих компонентов в конструкции прибора обеспечивают экономичную работу системы.
- Уникальный компактный дизайн позволит сэкономить рабочее пространство.
- Для DxH 500 не требуются отдельные монитор и компьютер.