

Гематологический анализатор HumaCount 80TS

РЗН 2013/379

80 тестов в час, кровь

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH, Германия



Характеристики

Производительность	80 тестов в час
Материал для исследования	кровь
Калибровка	автоматическая
Размеры	320×260×365 мм
Вес	12 кг

Описание

Гематологический анализатор HumaCount 80 TS

Свойства:

- 2 измерительные камеры = 80 тестов в час.
- Автоматическое разведение образца.
- Автоматическая калибровка.
- Встроенная статистика и КК.
- Необслуживаемый вакуумный насос.
- Подключение принтера по USB.