

Анализатор гемостаза автоматический СА-1500

ФСЗ 2012/12158

лабораторный, автоматический, одноканальный,
метод исследования иммунологический /
клоттинговый / хромогенный, используется цельная
кровь, объем пробы 50 мкл, длина волны 405 / 575 /
660 нм, образцов 300 шт., реагентов 39 шт.,
подключение к ЛИС

Sysmex Corporation, Япония



Характеристики

Вид	лабораторный
Тип	автоматический
Количество каналов	одноканальный
Метод исследования	иммунологический / клоттинговый / хромогенный
Используемый материал	цельная кровь
Параметры исследования	- PT / - APTT / - Fbg / - TT / - внешние факторы – II, V, VII, X / - внутренние факторы – VIII, IX, XI, XII / - AT-III / - PC / - D-Dimer / - α 2AP / - PLG
Объем пробы	50 мкл
Длина волны	405 / 575 / 660 нм
Количество образцов	300 шт.
Количество реагентов	39 шт.
Контроль качества	встроенный контроль качества и автоматическая перекалибровка
Автоматическая загрузка образцов	Да
Разведение образца	Да
Сканер штрих-кода	Да
Интеграция с ЛИС	Да
Дисплей	цветной, сенсорный, ЖК

Габариты

Размер	780×500×500 мм
Вес	82.5 кг