

Гематологический анализатор UniCel DxH 800

ФСЗ 2010/07108

100 тестов в час, кровь / цельная кровь /
предварительно разбавленная кровь

Beckman Coulter Inc., США



Характеристики

Производительность	100 тестов в час
Материал для исследования	кровь / цельная кровь / предварительно разбавленная кровь
Калибровка	автоматическая / ручная

Описание

Гематологический анализатор Beckman Coulter UniCel DxH 800 предназначен для высокопроизводительных лабораторий с большим количеством ежедневных исследований и перспективой объединения анализаторов в рабочую.

Эффективные технологии и методы исследования:

- уникальная технология определения морфологии клеток путем цифровой обработки данных, полученных методом проточной цитометрии (Flow Cytometric Digital Morphology), позволяющая исследовать клетки в состоянии, близком к нативному
- корректировка большей части стандартных интерферирующих воздействий, гарантирующая высокую точность результатов
- обеспечение непревзойденного качества определения ядросодержащих эритроцитов без использования специальных дорогостоящих красителей;
- возможность исследования педиатрических проб как в автоматическом, так и в ручном режимах анализа;
- возможность автоматического повторного/дополнительного исследования как стандартных, так и педиатрических пробирок для работы с максимальной эффективностью;
- использование в процессе работы не более пяти реагентов;
- эргономичность системы благодаря малой занимаемой площади прибором и наличию стойки под реагенты;
- широкие возможности интеграции и автоматизации в результате конфигурирования высокопроизводительных рабочих станций.