

Анализатор гемостаза автоматический VerifyNow

ФСЗ 2010/08018

портативный, автоматический, одноканальный, метод исследования микрожидкостная технология, используется цельная кровь

Accriva Diagnostics, Inc., США



Характеристики

Вид	портативный
Тип	автоматический
Количество каналов	одноканальный
Метод исследования	микрожидкостная технология
Используемый материал	цельная кровь
База данных результатов пациентов	результаты тестирования 600 пациентов и результаты 600 тестирований
Контроль качества	автоматическая система контроля качества
Сканер штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да
Встроенный таймер	Да
Дисплей	ЖК

Дополнительные характеристики

VerifyNow® - система агрегометрии VerifyNow предназначена для оценки агрегационной способности тромбоцитов цельной крови человека модифицированным турбидиметрическим методом световой агрегометрии в экспресс-режиме, а также для отслеживания эффективности антиагрегантной терапии.