

Анализатор гемостаза автоматический Helena AggRAM

РЗН 2015/3438

портативный, автоматический, четырехканальный,
метод исследования фотометрический, используется
цитратная плазма, объем пробы 250 мкл, длина
волны 650 нм, образцов 4 шт., реагентов 4 шт.,
подключение к ЛИС

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Вид	портативный
Тип	автоматический
Количество каналов	четырёхканальный
Метод исследования	фотометрический
Используемый материал	цитратная плазма
Объем пробы	250 мкл
Длина волны	650 нм
Количество образцов	4 шт.
Количество реагентов	4 шт.
База данных результатов пациентов	информация по тесту сохраняется на жестком диске компьютера
Контроль качества	автоматическая система контроля качества
Разведение образца	Да
Сканер штрих-кода	Да
Интеграция с ЛИС	Да
Подключение к ПК	Да
Встроенный таймер	Да
Принтер	Да

Дополнительные характеристики

Агрегометр **Helena AggRam** – прибор для исследования гемостаза. Может выполнять тесты:

- агрегационные (агрегация ристоцетином, эпинефрином, АДФ, арахидоновой кислотой, коллагеном);
- ристоцетин-кофактор (определение фактора Виллебранда);

Кроме того, есть возможность создать на приборе новый тест.

Агрегометр **Helena AggRam** использует пропускание и добавление специальных реагентов для агрегации тромбоцитов и осаждения клеток, несущих антигены. Для проведения одного анализа минимальное количество плазмы - 225 мкл.