

Анализатор глюкозы и лактата EcoTwenty Care Diagnostica

ФСЗ 2010/08826

автоматический, настольный, система закрытая, 120 тестов в час, подключение к ЛИС

CARE diagnostica Laborreagenzien GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	120 тестов в час
Методы измерения	амперометрический / энзиматический
Параметры исследования	глюкоза / лактат
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / ликвор / плазма / сыворотка
Загрузка образцов	одновременная 20 проб, 1 калибратор, 3 контрольных материала
Объем пробы	-20 мкл

Функции

Дисплей	сенсорный ЖК дисплей, 80×60мм
Принтер	Да
Подключение к ПК	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	295×350×245 мм
--------	----------------

Описание

Автоматический анализатор глюкозы и лактата EcoTwenty предназначен для круглосуточной работы в малых, средних и больших лечебных учреждениях. Анализатор всегда готов к работе в круглосуточном режиме. Он идеально подходит для серийных исследований при массовых обследованиях, так и одиночных экстренных образцов в экспресс-лабораториях.

Полностью автоматизированная система.

Одновременная загрузка: EcoTwenty - 20 проб, 1 калибратора и 3 контрольных материалов.

Тип мембраны – комбинированный биосенсер нового типа.

Наличие трех режимов калибровки.