

Анализатор иммуноферментный автоматический GEMINI

ФСЗ 2011/10838

иммуноферментный, 192, с возможностью дозагрузки,
считывание штрих-кода

STRATEC Biomedical AG , Германия



Характеристики

Тип	иммуноферментный
Загрузка образцов	192, с возможностью дозагрузки
Комплекующие	расходные материалы
Считывание штрих-кода	Да
Размеры	1250×900×1150 мм

Описание

Gemini является полностью автоматизированным микропланшетным анализатором, выполняющим полный анализ образцов (предварительное разведение образцов, диспенсирование проб и реагентов, инкубацию, промывку планшетов и его транспортировку), а также фотометрические измерения и оценку.

Особенности:

- полностью автоматизированная система;
- подключение к ЛИС;
- открытая система – работа с любыми тест-системами;
- постановка до 12 методик на одном микропланшете;
- легкость в использовании, установке и техническом обслуживании;
- работа с одноразовыми наконечниками – высокая степень защиты от контаминации;
- система безопасности с тройным контролем пипетирования – колориметрический метод, аэродинамическое и емкостное сопротивление;
- удобное программное обеспечение и цветной сенсорный экран.