

Анализатор иммунологический PHADIA 100

иммунохроматографический, 48 тестов в час

Thermo Fisher Scientific, США



Характеристики

Тип	иммунохроматографический
Производительность	48 тестов в час
Подключение к ПК	Да
Размеры	600×680×440 мм

Описание

Анализатор иммунологический PHADIA 100 Thermo Scientific.

Производительность: 48 результатов в один запуск.

Автоматизация:

- автоматизированное дозирование.
- автоматизированная обработка.
- автоматизированное измерение.

Разведение на борту.

Размеры (В×Ш×Г): 600×680×440 см.