

Анализатор иммунологический PHADIA 200

иммунохроматографический, 48 / 96 тестов в час

Thermo Fisher Scientific, США



Характеристики

Тип	иммунохроматографический
Производительность	48 / 96 тестов в час
Подключение к ПК	Да
Размеры	550×800×600 мм

Описание

Анализатор иммунологический PHADIA 200 Thermo Scientific.

Производительность: ImmunoCAP - 96 тестов на цикл / EliA - 48 тестов на цикл.

Назначение: диагностика и мониторинг аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Панели для выявления: сенсibilизации к 700 аллергенам, аутоиммунные панели для диагностики 20 заболеваний.

Автоматизация:

- автоматизированное дозирование;
- автоматизированная обработка;
- автоматизированное измерение.

Разведение на борту.

Размеры (В×Ш×Г): 550×800×600 см.