

Анализатор иммунологический PHADIA 250

иммунохроматографический, 60 тестов в час

Thermo Fisher Scientific, США



Характеристики

Тип	иммунохроматографический
Производительность	60 тестов в час
Подключение к ПК	Да
Размеры	750×1270×650 мм

Описание

Анализатор иммунологический PHADIA 250 Thermo Scientific.

Производительность: 60 тестов/час. Первый результат доступен через 100 минут, далее - 1 результат каждые 60 секунд. ImmunoCAP и EliA тесты в одном запуске. Количество проб - 50 (5 штативов по 10 пробирок в каждой).

Идеально подходит лабораториям среднего размера, выполняющим 400-2000 исследований в неделю.

Назначение: диагностика и мониторинг аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Панели для выявления: сенсibilизации к 700 аллергенам, аутоиммунные панели для диагностики 20 заболеваний.

Размеры (В×Ш×Г): 750×1270×650 см.