

Анализатор мочи AUTION ELEVEN AE-4020

РЗН 2015/2523

полуавтоматический, вид исследования физ-хим свойства, 500 образцов в час, длина волн 430 / 760 нм, считывание штрих-кода

Arkray Factory Inc., Япония



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	белок / кровь / лейкоциты / билирубин / уробилиноген / нитриты / удельный вес / рН / глюкоза / кетоны / креатинин / отношение белок/креатинин
Производительность	500 образцов в час
Длина волн	430 / 760 нм
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Дисплей	ЖК

Дополнительные характеристики

Тест-полоски 3-х типов: 10EA (от 4 до 10 пар на одной полоске), 10PA и Aution Screen.