

Анализатор мочи AUTION MAX AX-4030

ФСЗ 2008/01695

автоматический, вид исследования физ-хим свойства,
225 образцов в час, длина волн 430 / 500 / 565 / 635 /
760 нм, калибровка автоматическая, объем пробы 2
мкл

Iris Diagnostics, a Division of Iris International Inc.,
Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	глюкоза / белок / билирубин / уробилиноген / pH / кровь / кетоны / нитриты / лейкоциты / удельная плотность мочи
Производительность	225 образцов в час
Память	2700 измерений
Длина волн	430 / 500 / 565 / 635 / 760 нм
Калибровка	автоматическая
Объем пробы	2 мкл
Подключение к ПК	Да
Дисплей	ЖК
Размеры	530×530×530 мм
Масса	41 кг