

Анализатор мочи Combilyzer 13

ФСЗ 2010/07649

автоматический, вид исследования физ-хим свойства,
60 / 120 образцов в час, контроль качества

Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica
mbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	расчет соотношения альбумин/креатинин
Производительность	60 / 120 образцов в час
Память	1000 измерений
Контроль качества	Да

Дополнительные характеристики

Русифицированное меню. Возможность добавления цвета и мутности пробы в распечатку с результатами анализа. Возможность работы с внешними принтером и сканером штрих-кодов.