

Анализатор мочи LabUReader Plus 2

ФСЗ 2012/13516

полуавтоматический, вид исследования физ-хим свойства, 500 образцов в час, длина волн 505 / 530 / 620 / 660 нм, автоподатчик для проб, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

77 Elektronika Muszeripari Kft., Венгрия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	билирубин / уробилиноген / кетоны / аскорбиновая кислота / глюкоза / белок / кровь / pH / нитриты / лейкоциты / удельный вес / цвет / мутность
Производительность	500 образцов в час
Память	5000 измерений
Длина волн	505 / 530 / 620 / 660 нм
Загрузка образцов	ручная с возможностью постоянной дозагрузки
Автоподатчик для проб	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Дисплей	сенсорный ЖК
Размеры	300×300×170 мм
Масса	6 кг
Возможность подключения к ЛИС	Да

Дополнительные характеристики

Анализатор мочи LabUReader Plus 2 - предназначен для считывания и оценки тест-полосок для анализа мочи **Labstrip U11 Plus**. Отличается превосходной точностью, простым управлением с помощью цветного сенсорного экрана, непрерывной загрузкой и быстрой обработкой тест-полосок, интеллектуальным управлением данными, высокой гибкостью и возможностью подключения к ЛИС/ГИС, а также расширенными функциями самодиагностики и контроля качества. LabUReader Plus 2 ускоряет анализ мочи и обеспечивает

максимальную эффективность и стандартизованность, отвечая требованиям лабораторий среднего размера.

Расходные материалы:

- тест-полоски для мочи LabStrip U11 Plus

Контрольные материалы:

- суспензия контрольная для мочевых тест-полосок и осадка мочи Dip and Spin Urinalysis Dipstick/Microscopics Control

Совместимость

Анализатор мочи UriSed mini совместно с **LabUReader Plus 2** образуют единую полуавтоматическую станцию анализа мочи с единым программным обеспечением. Комплексная работа двух анализаторов позволяет расширить возможности для исследования, повысить эффективность рабочего процесса, а также даст возможность опытным пользователям заниматься различными задачами одновременно.