

Анализатор мочи PocketChem UA PU-4010

ФСЗ 2008/01 709

полуавтоматический, вид
исследования физ-хим свойства,
60 образцов в час, калибровка
автоматическая, считывание
штрих-кода

Arkray Factory Inc., Япония



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	белок / кровь / лейкоциты / билирубин / уробилиноген / нитриты / удельный вес / pH / цветовой оттенок / глюкоза / кетоны / микроальбумин / креатинин / отношение белок / креатинин
Производительность	60 образцов в час
Калибровка	автоматическая
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Дисплей	встроенный
Масса	0.5 кг

Дополнительные характеристики

Включение / выключение по желанию пользователя маркировки патологического результата, а также настройка границ референсных диапазонов. Выдача результатов в международных единицах СИ, традиционных единицах, возможность включения системы флагов. Возможность интеграции в лабораторную информационную систему.