

Анализатор осадка мочи Beckman Coulter IQ200

ФСЗ 2008/02024

автоматический, вид исследования осадок, 101 образцов в час, объем пробы 2000 мкл

Beckman Coulter Inc., Ирландия



Характеристики

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                    | автоматический                                                                                                                                                                                                              |
| Вид исследования       | осадок                                                                                                                                                                                                                      |
| Параметры исследования | эритроциты / лейкоциты / лейкоцитарные сгустки / гиалиновые цилиндры / патологические цилиндры / squamous клетки эпителия / non-squamous клетки-эпителия / бактерии / грибы / кристаллы / мукус / сперматозоиды / артефакты |
| Производительность     | 101 образцов в час                                                                                                                                                                                                          |
| Объем пробы            | 2000 мкл                                                                                                                                                                                                                    |
| Подключение к ПК       | Да                                                                                                                                                                                                                          |
| Размеры                | 560×535×610 мм                                                                                                                                                                                                              |
| Масса                  | 45.4 кг                                                                                                                                                                                                                     |

Дополнительные характеристики

**Анализатор осадка мочи iQ 200** – позволяют проводить микроскопические исследования мочи с цифровым изображением. При этом получать стандартизированные результаты. Преимущества технологии Digital Flow Morphology (цифровая визуализация с использованием проточной ячейки) с применением программного обеспечения Auto-Particle Recognition (APR, автоматическое распознавание частиц) заключаются в выделении, идентификации и описании на экране частицы мочи, часто исключая необходимость в ручной микроскопии. Приборы серии iQ 200 можно использовать как автономные анализаторы или подключить к системе физико-химического анализа мочи IChemVelocity, с образованием в автоматизированную рабочую станцию IQ200 + IChemVelocity.