

Биохимический анализатор RAL Clima MC 15

РЗН 2014/2054

полуавтоматический, настольный, система открытая,
300 / 600 тестов в час, длина волны 340, 405, 500, 546,
578, 630, 670 нм, подключение к ЛИС

RAL, Испания



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	300 / 600 тестов в час
Характеристика производительности	15 пробирок в минуту по конечной точке или 15 кинетических за 4 минуты. До 600 тестов/час - конечная точка, до 300 тестов/час - кинетика.
Методы измерения	абсорбция / дифференциальный режим / кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 405, 500, 546, 578, 630, 670 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / спинномозговая жидкость / сыворотка
Загрузка образцов	15
Объем пробы	5-10 мкл

Реагенты и комплектующие

Комплектующие	Чехол. Сетевой кабель. Фотометрическая лампа. Рабочая станция. Мультикюветный трек – 100 шт/упак. Бумага для термопринтера – 2 рулона. Руководства по эксплуатации.
---------------	---

Функции

Дисплей	ЖК, алфавитно-цифровой
Принтер	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	580×570×200 мм
Вес	20 кг

Описание

Полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC 15 применяется для проведения высокоточных анализов в области биохимии и иммунотурбидиметрии. Анализатор позволяет проводить до 15 различных измерений одновременно, выполнять 30 анализов в минуту по конечной точке и до 30 кинетических анализов за 3 минуты при минимальном объеме реактива всего 0.5 мл. Анализатор Clima MC-15 подходит для малых и средних лабораторий, экспресс-лабораторий, специализированных отделений различных медицинских учреждений (например, для отделения реанимации).

Запасные части и комплектующие для биохимических анализаторов CLIMA MC-15

Особенности:

- источник света: галогеновая лампа;
- интерференционные фильтры в стандартной комплектации;
- русскоязычное меню, в помощь лаборанту подсказки на жидкокристаллическом дисплее;
- бумага для термопринтера - 110 мм;
- для связи с ПК: порт RS232.