

Анализатор среднего уха MI 34

РЗН 2013/290

тест евстахиевой трубы / на распад акустического рефлекса / скрининг импеданса, подключение к ПК, хранение результатов, принтер, зонд

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	евстахиевой трубы / на распад акустического рефлекса / скрининг импеданса
Дисплей	Да
Подключение к ПК	Да
Хранение результатов	Да
Принтер	Да
Зонд	Да

Дополнительные характеристики

Прибор MI 34 позволяет выполнить автоматический тест импеданса и многочастотный, многоуровневый скрининг рефлексов. Благодаря данному прибору можно делать тестирование распада акустического рефлекса и диагностику евстахиевой трубы. К тому же такой тест проводится больным с целой и с поврежденной барабанной перепонкой. Тестирование импеданса начинается автоматически. Интенсивность 4 частот постепенно повышается, пока зарегистрируется рефлекс или достигается максимум. Максимум настраивается, что позволяет защитить чувствительные уши. Можно выбрать автоматическую распечатку результатов теста.