

Анализатор UriSCAN OPTIMA

ФС № 2006/31

автоматический, вид исследования физ-хим свойства,
300 образцов в час

YD Diagnostics CORP, Южная Корея



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	уробилиноген / рН / билирубин / лейкоциты / эритроциты / глюкоза / кетоны / нитриты / аскорбиновая кислота / удельный вес
Производительность	300 образцов в час
Память	1000 тестов и 300 результатов контроля
Размеры	195×225×110 мм
Масса	1.5 кг

Дополнительные характеристики

Uriscan Optima II - это оптимальный выбор для небольших лабораторий, ФАП-ов, кабинетов доврачебного приема пациентов. Хорошая производительность прибора, простая процедура калибровки, русифицированное меню позволяют применять этот прибор в лабораториях любого уровня.

Анализаторы мочи на тест-полосках делятся на три группы. Первая группа представляет собой специализированные отражательные фотометры с ручным помещением тест-полоски в фотометрическую зону. Это наиболее простые и дешевые приборы. Примером прибора этого класса может служить анализатор мочи Uriscan Optima. Отличительной особенностью этого класса приборов является то, что хронометраж реакции - время между смачиванием тест-полоски мочой и фотометрированием, должен осуществлять лаборант. Удлинение этого времени относительно номинального может приводить к завышенным результатам анализа, а поспешность лаборанта приводит к заниженным результатам.