

Алкотестер Lion Alcoblow

РЗН 2013/52

электрохимический, диапазон измерений 0.3-0.5 ‰,
масса 0.3 кг

Lion Laboratories Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип датчика	электрохимический
Отображаемые значения с установленной погрешностью	0.3-0.5 ‰
Масса	0.3 кг

Дополнительные характеристики

Алкотестер Lion Alcoblow – пороговый сигнализатор паров этанола.

Область применения: предрейсовый и предсменный контроль, контроль воздуха на содержание алкоголя.