

Алкотестер Lion Alcolmeter 500

РЗН 2013/53

электрохимический, 2 батарейки АА, работа до 750 измерений без замены батареек, масса 0.14 кг

Lion Laboratories Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип датчика	электрохимический
Защита от симуляций	Да
Подсветка дисплея	Да
Приведенная погрешность в диапазоне от 0,0 до 0,5‰	0.01 %
Приведенная погрешность в диапазоне от 0,6 до 2,0‰	10 %
Энергопитание	2 батарейки АА, работа до 750 измерений без замены батареек
Масса	0.14 кг

Дополнительные характеристики

Область применения: экспертиза алкогольного опьянения, предрейсовый и предсменный контроль.

Базовый комплект поставки:

- алкометр Lion Alcolmeter® 500 – 1 шт.;
- мундштук – 5 шт.;
- элементы питания 2 батарейки 1.5 В;
- чехол – 1 шт.