

Алкотестер Lion Alcolmeter SD-400

РЗН 2017/5405

электрохимический, 5 батареек AA 1.5 В, масса 0.525 кг

Lion Laboratories Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип датчика	электрохимический
Отображаемые значения, экстраполируемые прибором	0.00-4.00 ‰
Энергопитание	5 батареек AA 1.5 В
Масса	0.525 кг

Дополнительные характеристики

Lion Alcolmeter SD-400 – анализатор паров этанола.

Область применения: экспертиза алкогольного опьянения, предрейсовый и предсменный контроль.

Характеристики:

- микропроцессорный контроль проведения теста
- внутренняя память на 512 тестов
- порт для ввода результатов в компьютерную базу данных
- возможность комплектации миниатюрным принтером
- возможность работы в режимах «скриннинг»