

Наркозный аппарат Dräger Primus

ФСЗ 2010/08633

режимы ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV /
Spont, возрастная категория взрослые / дети /
новорожденные, анестезиологический вентилятор

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV / Spont
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Ротаметры	электронные
Анестезиологический вентилятор	Да

Описание

Комплекс анестезиологический Dräger Primus

Ключевые особенности наркозно-дыхательной системы Primus:

- большой, цветной, высококонтрастный TFT-дисплей. Диагональ - 12.1";
- применим для всех возрастных групп пациентов (взрослых, детей, новорожденных);
- просто и понятный в управлении пользовательский интерфейс Dräger;
- долговечный и надежный газоанализатор с парамагнитным датчиком кислорода не требует замены в течение 7 лет;
- поддержка следующих режимов вентиляции: IPPV, SIMV, PCV режим для детской и интенсивной терапии, PS (опция), ручная, спонтанная;
- мониторинг следующих ключевых параметров: концентрация кислорода, азота, углекислого газа и анестезиологических газов на вдохе и выдохе, MAC, минутный и общий объем (MV, TV), частота дыхания, давление в дыхательных путях (пиковое, среднее, плато), резистентность, эластичность, инспираторный и экспираторный потоки;
- уникальная функция CPAP (Constant Positive Airway Pressure) обеспечивает постоянное положительное давление и является эффективным средством профилактики ателектазов;
- функция автоматической самодиагностики аппарата;
- возможность выбора модификации системы: напольная, настенная и подвесная;
- вентилятор E-Vent® plus, Primus с электронным управлением не требует приводного газа;
- встроенные аккумуляторные батареи. Возможность работы в автономном режиме от 30 до 90 минут.