

Наркозный аппарат Dräger Fabius Tiro

ФСЗ 2010/08634

режимы ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV/PS,
возрастная категория взрослые, анестезиологический
вентилятор

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV/PS
Возрастная категория	взрослые
Ротаметры	электронные
Анестезиологический вентилятор	Да

Описание

- яркий, высококонтрастный монитор. Диагональ — 16,5";
- эргономичный, компактный дизайн сочетает в себе идеальное решение для высококачественной вентиляции;
- Простота в транспортировке, благодаря мобильной и удобной тележки;
- возможность размещения как на потолочной консоли, так и на стене;
- интуитивно-понятный пользовательский интерфейс Draeger для удобства работы персонала;
- поддержка всех ключевых режимов вентиляции: IPPV, PCV, ручная вентиляция, SIMV/PS (опция);
- мониторинг основных параметров: концентрация кислорода на вдохе, частота дыхания, давление в дыхательных путях (РЕЕР, максимальное, минимальное, среднее), минутный и дыхательный объем;
- модульная система модернизации. Широкий выбор дополнительных опций и аксессуаров позволяет создать идеальное рабочее место;
- инновационные, высокоинтеллектуальные функции безопасности пациента;
- адаптер CLIC для использования одноразовых контейнеров DrägerSorb Clic Позволяет предотвращать контакт пациента и персонала с натронной известью.