

Ангиограф Canon Alphenix Biplane

РЗН 2021/15369

биплановый, напольный / потолочный

Canon Medical Systems, Япония




Характеристики

Тип	биплановый
Крепление дуги	напольный / потолочный

Описание

Alphenix Biplane – биплановая система с возможностью множественного доступа. Сочетая в себе исключительную гибкость комбинации напольной и потолочной С-дуги, биплановая система является идеальным выбором для сосудистых и нейрорадиологических и интервенционных процедур.



Технологии:

- ☐ WorkRite – помогают оптимизировать рабочий процесс и обеспечивают беспрецедентный доступ к пациенту и анатомическое покрытие.
- ☐ ImagingRite – позволяют получать высококачественные изображения и предлагают широкий спектр полностью настраиваемых передовых инструментов обработки изображений.
- ☐ DoseRite – дает всеобъемлющий набор инструментов для контроля дозы, призванных минимизировать лучевую нагрузку на пациента.

Размер детектора

Интервенционные ангиографические системы Alphenix доступны с плоскпанельными детекторами различных размеров.

20×20 см



30×30 см



40×40 см



Оптимизация дозы излучения

- Фильтр рентгеновских лучей для снижения дозы облучения пациента и рассеивания излучения
- Съёмная сетка
- Приближение Live (в режиме реального времени), обеспечивающее цифровое увеличение размера изображения без расширения поля обзора
- Режим переменной дозы для предварительного программирования комбинаций частоты импульсов, уровня дозы и параметров обработки изображения
- Виртуальная коллимация и фильтрация для корректировки коллимации без дополнительной рентгеноскопии

Интеграция Alphenix с QMAPP

Одна из самых компактных, интеллектуальных и передовых систем контроля гемодинамики. Простое в использовании устройство, подключаемое всего одним кабелем. Встроенное программное обеспечение позволит вам по-настоящему сосредоточиться на пациентах. QMAPP обеспечивает:

- Неинвазивное измерение артериального давления
- Сердечный выброс
- Содержание CO₂ в конце выдоха
- До 2 температурных каналов
- SpO₂
- До 4 каналов контроля инвазивного давления
- Регистрация ЭКГ в 12 отведениях
- До 32 каналов ЭФИ
- Интегрированный FFR
- и многое другое...