

Ангиограф Siemens Artis icono biplane

РЗН 2022/16313

биплановый, напольный / потолочный

Siemens Healthcare GmbH, Германия



Характеристики

Тип	биплановый
Крепление дуги	напольный / потолочный

Описание

Artis icono biplane – двухпроекционный ангиографический аппарат. Позволяет на ранних сроках провести дифференциальную диагностику ишемического и геморрагического инсульта и выбрать тактику последующей терапии.

Мощность генератора: 100 кВт

Напряжение на трубке: 40-125 кВ

Ток рентгеновской трубки: 15 мА – 1000 мА

- ☐ Технология Syngo DynaCT Sine Spin позволяет с большей точностью выявлять кровоизлияние на снимках головного мозга благодаря снижению «шума».
- ☐ Применяя функцию Syngo DynaCT Multiphase, система способна в течение 50-секундного периода представить до восьми высококачественных снимков. Они позволяют оценить в динамике участки мозга с уменьшенным кровотоком или задержкой контрастных веществ и уточнить состояние коллатеральных сосудов для выбора наиболее подходящего лечения.