

Ангиограф Siemens Artis icono floor

РЗН 2022/16313

монопланный, напольный

Siemens Healthcare GmbH, Германия



Характеристики

Тип	монопланный
Крепление дуги	напольный

Описание

Artis icono floor – напольный ангиографический аппарат, используется для создания рентгеноскопических и рентгенографических изображений, предназначенных для выполнения диагностической визуализации, а также проведения интервенционной и минимально инвазивной терапии.

- Мощность генератора:** 100 кВт
- Напряжение на трубке:** 40-125 кВ
- Ток рентгеновской трубки:** 15 мА – 1000 мА