

Ангиограф Siemens Artis pheno

РЗН 2018/7237

моноплановый, напольный

Siemens Healthcare GmbH, Германия



Характеристики

Тип	моноплановый
Крепление дуги	напольный

Описание

Artis pheno – высококласная напольная роботизированная рентгенохирургическая система, которая позволяет индивидуально планировать процедуры, направляет действия врачей во время вмешательства и помогает немедленно оценить результаты.

Для любого пациента

Система Artis pheno помогает обеспечить оптимальное лечение для любого пациента в интервенционном кабинете или гибридной операционной – практически независимо от его телосложения, состояния или требований к позиционированию. Оптимизация контроля качества во время процедуры и уверенная работа с каждым пациентом благодаря широкому охвату С-дуги, гибким возможностям позиционирования изоцентра, быстрому сканированию с помощью технологии syngo DynaCT и высокой допустимой нагрузке (280 кг) на деку стола при разных углах наклона.

Инфекционный контроль

Artis pheno – система визуализации, которая разработана с учетом поддержки мер инфекционного контроля. Гладкие поверхности с антимикробным покрытием, беспрепятственная циркуляция воздуха благодаря отсутствию потолочных компонентов и комплексная концепция очистки способствуют поддержанию высоких стандартов инфекционного контроля.

Разные процедуры

- ☐ Готовый рабочий процесс для процедуры эндопротезирования аневризмы аорты фенестрированным и многобраншевым стент-графтом (EVAR)
- ☐ Готовый рабочий процесс для процедуры спондилодеза
- ☐ Готовность к выполнению трансартериальной химиоэмболизации (TACE)
- ☐ Готовность к выполнению закрытия перивальвулярной утечки
- ☐ Готовность к выполнению транскатетерной имплантации клапана аорты (TAVI)
- ☐ Готовность к проведению видеоторакоскопических хирургических операций (iVats)
- ☐ Готовность к эндобронхиальным вмешательствам