

Ангиографическая система GE Discovery IGS 7

РЗН 2020/1 1352

монопланный, напольный

GE Medical Systems, Франция



Характеристики

Тип	монопланный
Крепление дуги	напольный

Описание

Discovery IGS 7 – стационарная автономная интервенционная ангиографическая рентгеновская система с трехосевой С-образной дугой и цифровым детектором.

Модификации:

- Discovery IGS 7 – со стандартным или операционным столом Innova
 - Discovery IGS 730 – с детектором 31×31 см
 - Discovery IGS 740 – с детектором 41×41 см
- Discovery IGS 7 OR – со столом Maquet
 - Discovery IGS 730 OR – с детектором 31×31 см
 - Discovery IGS 740 OR – с детектором 41×41 см

Режимы работы:

- ☐ Режим DSA (Цифровая субтракционная ангиография) – используется главным образом в общих ангиографических процедурах.
- ☐ Режим 3D-CT – используется главным образом для 3D-реконструкции и отображения любой исследуемой области.
- ☐ Режим Dynamic Record (Динамическая регистрация) – используется главным образом в общих кардиопроцедурах.
- ☐ Режим InnovaChase («Chase» (Отслеживание)) – используется главным образом для ангиографических процедур, не требующих субтракции.
- ☐ Режим InnovaBreeze («Bolus» (Болюс)) – используется в основном для процедур отслеживания болюса.