

Ангиографическая система GE Innova IGS 5

РЗН 2020/11312

монопланный, напольный

GE Medical Systems, Франция



Характеристики

Тип	монопланный
Крепление дуги	напольный

Описание

Innova IGS 5 – стационарная автономная интервенционная ангиографическая рентгеновская система с трехосевой С-образной дугой и цифровым детектором.

Модификации:

- Innova IGS 520 – с детектором 20.5×20.5 см
- Innova IGS 530 – с детектором 31×31 см
- Innova IGS 540 – с детектором 41×41 см

Режимы работы:

- ☐ Режим DSA (Цифровая субтракционная ангиография) – используется главным образом в общих ангиографических процедурах.
- ☐ Режим 3D-СТ – используется главным образом для 3D-реконструкции и отображения любой исследуемой области.
- ☐ Режим Dynamic Record (Динамическая регистрация) – используется главным образом в общих кардиопроцедурах.
- ☐ Режим InnovaChase («Chase» (Отслеживание)) – используется главным образом для ангиографических процедур, не требующих субтракции.
- ☐ Режим InnovaBreeze («Bolus» (Болюс)) – используется в основном для процедур отслеживания болюса.