

Ангиографическая система GE Innova IGS 6

РЗН 2020/11312

биплановый, напольный / потолочный

GE Medical Systems, Франция



Характеристики

Тип	биплановый
Крепление дуги	напольный / потолочный

Описание

Innova IGS 6 – двухпроекционная интервенционная ангиографическая рентгеновская система, состоящая из трехосевой С-образной дуги для монтажа на полу и потолочной С-образной дуги с цифровыми детекторами.

Модификации:

- Innova IGS 620 – с детектором 20.5×20.5 см
- Innova IGS 630 – с детектором 31×31 см

Режимы работы:

- ☐ Режим DSA (Цифровая субтракционная ангиография) – используется главным образом в общих ангиографических процедурах.
- ☐ Режим 3D-СТ – используется главным образом для 3D-реконструкции и отображения любой исследуемой области.
- ☐ Режим Dynamic Record (Динамическая регистрация) – используется главным образом в общих кардиопроцедурах.
- ☐ Режим InnovaChase («Chase» (Отслеживание)) – используется главным образом для ангиографических процедур, не требующих субтракции.
- ☐ Режим InnovaBreeze («Bolus» (Болюс)) – используется в основном для процедур отслеживания болюса.