

## Апекслокатор ForumTec Bingo Pro B31

РЗН 2015/3539

3.5" цветной графический TFT, размеры 130×80×60 мм

Forum Engineering Technologies, Израиль



### Характеристики

---

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Дисплей | 3.5" цветной графический TFT |
| Размеры | 130×80×60 мм                 |

### Описание

---

**Bingo Pro B-31** – портативный электронный апекслокатор для локализации верхушки корня зуба (апекса) и определения рабочей длины при лечении корневого канала зуба. Можно применять как в сухих, так и в увлажненных каналах.

#### Характеристики:


- Полностью автоматический.
- Уникальный цветной **3D интерфейс**.
- Функция «Виртуальный апекс» – установка точки в апикальной зоне, при достижении которой будет резко увеличиваться частота звуковых сигналов.
- Звуковые сигналы с регулировкой громкости.
- Встроенная функция самотестирования и защиты.
- Автоматическое отключение.
- Заряжаемый NiMH аккумулятор.
- NiMH заряжаемая батарея 2.4 В.

#### Апикальная зона

Апикальная зона разделена на 11 сегментов в диапазоне 1 до 0 (апекс), как визуальная информация о движении файла.

Когда апекс достигнут (шкала делений доходит до «0» появляется надпись «APEX») раздаётся непрерывный звуковой сигнал.

Image not found or type unknown



### **Виртуальный апекс**

Данная функция помогает при работе с открытыми верхушками корневых каналов, в следствие воспалительного периапикального процесса или незавершенного апексогенеза (формирования корня).

Функция «виртуальный апекс» позволяет заранее поставить метку на требуемом расстоянии до апекса. Когда включена функция «виртуальный апекс», стоматолог получает чёткую визуальную и звуковую информацию о достижении файлом отмеченного уровня.

### **Комплектация:**

- апекслокатор Bingo Pro – 1 шт.
- зарядное устройство – 1 шт.
- измерительный кабель – 1 шт.
- загубник – 2 шт.
- держатель файла – 2 шт.
- тестер – 1 шт.
- руководство пользователя – 1 шт.