

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40

ФСР 2009/06038

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная, пневматический привод

Медпром ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	100-1500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / самостоятельное дыхание / высокочастотный / ингаляция
Размер	345×215×135 мм
Вес	4.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 - аппарат искусственной вентиляции легких высокого класса, незаменимый в условиях автомобиля скорой помощи, на месте происшествия, в клинических условиях. Предназначен для взрослых и детей от одного года.

Особенности аппарата ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40:

- работа от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0.2 до 0.6 Мпа с допускаемыми отклонениями от установленных значений не более 10%;
- возможность пристенного крепления;
- работа от бытовой, бортовой электросети, а также от встроенного аккумулятора;
- оснащён двумя мониторами, отображающими параметры вентиляции в реальном времени;
- минимальное время работы аппарата от внутреннего аккумулятора 3 часа, максимальное - 6 часов.