

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30

ФСР 2009/06039

портативный, для взрослых, тип вентиляции
вспомогательная, пневматический привод

Медпром ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	200-1200 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / ингаляция
Размер	210×125×145 мм
Вес	3 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30 - портативный электронный аппарат для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и оксигенотерапии. Предназначен для медицинского и спасательного транспорта, полевых и внутригоспитальных мероприятий. Зарекомендовал себя как надежный и эффективный инструмент для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции, управляемых по объему с ограничением по давлению, а также оксигенотерапии (ингаляции).

Особенности аппарата ИВЛ Медпром А-ИВЛ/ВВЛп-3/30:

- возможность пристенного крепления;
- работы от бытовой, бортовой электросети, а также от встроенного аккумулятора;
- отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2;
- концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси от $60 \pm 5\%$;
- контроль и ограничение объема подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре в диапазоне от 15 до 50 см. вод столба;
- контроль давления менее 5 см. вод. столба в выходном дыхательном контуре;
- возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0.2 до 0.5 Мпа;
- регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью: нижний предел 0.2 л, верхний предел 1.2 л;

- регулирование времени положительного вдоха от 0.5 до 2.0 с;
- минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью в пределах от 1 до 40 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений 10%;
- минутная ингаляция кислородом в пределах от 1 до 30 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений 10%;
- минимальное время работы аппарата от внутреннего аккумулятора 4 часа (в режиме ингаляции – 1.5 часа);
- максимальное время заряда внутреннего аккумулятора до полной емкости 4 часа.