

Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов Medivators DSD-201

ФСЗ 2009/04101

для эндоскопов, 1 эндоскоп / 2 эндоскопа,
непроходная, размер 1170×910×530 мм

Medivators Inc., США



Характеристики

Назначение	для эндоскопов
Вместимость	1 эндоскоп / 2 эндоскопа
Исполнение	непроходная
Размер	1170×910×530 мм
Вес	182 кг

Описание

Аппарат автоматический для обработки эндоскопов DSD-201 - это установка для мойки и дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов в автоматическом режиме.

Особенности:

- имеет две независимые камеры и способна проводить обработку как одного, так и двух эндоскопов независимыми циклами;
- позволяет обрабатывать гибкие эндоскопы всех известных марок и моделей, в т.ч. эндоскопы с непогружными компонентами;
- работает на различных дезинфицирующих и моющих средствах многократного использования.

Оснащена:

- полностью автоматическим тестом проверки эндоскопов на герметичность;
- встроенным принтером;
- плавающей крышкой для уменьшения испарения дезинфицирующего средства;
- 3-х ступенчатой системой очистки воды;
- фильтрами очистки воздуха и дезинфицирующего средства;
- функцией подогрева дезинфицирующего средства.

Дополнительные опции:

- система активной фильтрации паров дезинфицирующего средства;
- Single-Shot (возможность применения дезинфицирующего средства однократного использования).

Технические характеристики:

Электрическое питание - 220 В, 50 Гц, 6 А

Нагрев дезинфектанта - до 52°C