

Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов ENDOCLENS-NSX

ФСЗ 2011/10611

для эндоскопов, камера 15 л, 1 эндоскоп,
непроходная, сушка, размер 530×796×965 мм

Advanced Sterilization Products, США



Характеристики

Назначение	для эндоскопов
Объем камеры	15 л
Вместимость	1 эндоскоп
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	530×796×965 мм
Вес	74 кг

Описание

Аппарат для автоматической мойки и дезинфекции гибких эндоскопов ENDOCLENS-NSX Automatic Endoscope Reprocessor обладает следующими особенностями:

- автоматический тест на герметичность;
- окончательную очистку эндоскопа;
- отмыв от моющего средства водой, предварительно очищенной от бактерий;
- продувка каналов эндоскопа; - дезинфекция высокого уровня (ДВУ);
- отмыв от дезинфицирующего средства водой, предварительно очищенной от бактерий;
- продувка каналов эндоскопа; - сушка каналов гибкого эндоскопа воздухом, спиртом.

Совместим с эндоскопами: Pentax, Olympus, Fujinon.