

Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением Aramo Smart Lite / ASL

РЗН 2018/6802

видеодерматоскоп, увеличение 30х, LED лампа, от аккумулятора, подключение к ПК

Aram Huvis Co., Южная Корея



Характеристики

Тип	видеодерматоскоп
Увеличение	30х
Лампа	LED
Питание	от аккумулятора
Комплектация	- подставка под аппарат Aramo Smart Lite (ASL) - защитный колпачок для линзы – 1 шт. - спонжи на бумажной основе 50 шт./упак. - 1 уп. - салфетка из микрофибры - ремешок для рук

Функции

Шкала	Да
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Aramo Smart Lite ASL - портативный прибор, работающий от встроенной аккумуляторной батареи. При условии доукомплектования линзами X60 или X200 появляется возможность диагностической работы с волосным покровом человека. Смена оптики производится самостоятельно. Установленная линза X30, позволяющая рассмотреть и определить влажность, жирность, чувствительность кожи, степень пигментации, особенности морщин и некоторые другие характеристики. Программное обеспечение Solutionist помогает врачу разобраться во всех функциональных возможностях Aramo Smart Lite ASL, правильно распознать дефект и провести его детализацию.