

Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением Aramo Smart Wizard / ASW

РЗН 2018/6812

видеодерматоскоп, увеличение 30х, LED лампа, от аккумулятора, подключение к ПК

Aram Huvis Co., Южная Корея



Характеристики

Тип	видеодерматоскоп
Увеличение	30х
Лампа	LED
Питание	от аккумулятора
Комплектация	- подставка под аппарат - защитный колпачок для линзы – 1 шт. - спонжи на бумажной основе 50 шт./упак. - 1 уп. - салфетка из микрофибры - подставка под линзы - USB кабель - воздушная помпа для очистки аппарата ASW (Aramo Smart Wizard) - линза X1 - линза X30 со встроенным измерителем влажности - внешний блок питания 12V

Функции

Шкала	Да
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

- имеет встроенную ультрафиолетовую лампу, используемую для проведения дезинфекционных мероприятий, а также воздушную помпу для быстрой очистки аппарата;
- позволяет выявить следующие характеристик кожи лица: чувствительность, влажность, количество и характер морщин, жирность, состояние пор, акне и пигментация.